

MAG2000

Mag2000 е най-продаваният в света апарат, излъчващ нискофреотни импулсни електромагнитни полета (PEMF).

Той е идеален за лечение на различни костни и мускулни заболявания благодарение на своите 35 предварително зададени програми.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ 35 програми
- ✓ 2 изходни канала
- ✓ Интензитет до 150 гауса за един канал
- ✓ Честота от 1 до 100 Hz

МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ ОТ КЛАС IIa
MAG2000 е медицинско изделие CE0068.

КОМПЛЕКТ

- ✓ MAG2000
- ✓ Еластична терапевтична лента със соленоиди
- ✓ Адаптер за захранване на медицинско изделие
- ✓ Ръководство за потребителя
- ✓ 1 PVC плик
- ✓ 1 детектор за магнитно поле
- ✓ Чанта



РАЗМЕРИ 179 x 107 x 50 mm

MAG2000

MAG2000 има 20 предварително зададени програми за лечение на няколко патологии, 14 програми, идентифицирани по работната честота (от 1 до 100 Hz) и програма „Автоматично сканиране“ (Autoscan) с непрекъсната промяна на честотата, прилагана за лечение както на твърдите, така и на меките тъкани едновременно.

MAG2000 има възможност за настройване на интензитета на магнитното поле за всички програми до 300 гауса на 2 канала (150 гауса за един канал).

ПРОГРАМИ

01	Остеопороза	17	Коксартроза	33	90 Hz
02	Артроза	18	Мускулна атрофия	34	100 Hz
03	Артрит	19	Мускулни контрактури	35	Автоматично сканиране
04	Артроза на шийните прешлени	20	Остеонекроза		
05	Ставна болка	21	1 Hz		
06	Болки в шийната област	22	3 Hz		
07	Навяхвания	23	5 Hz		
08	Фрактури	24	10 Hz		
09	Епикондилит	25	15 Hz		
10	Епитрохлеит	26	20 Hz		
11	Интеркостални контузии	27	30 Hz		
12	Болки в лумбалната област	28	40 Hz		
13	Болки в кръста	29	50 Hz		
14	Артроза на рамото	30	60 Hz		
15	Артроза на коляното	31	70 Hz		
16	Периартрит	32	80 Hz		