

MAG1000

Mag1000 е апарат, излъчващ високочестотни импулсни електромагнитни полета (PEMF), който се препоръчва за лечение на заболявания, засягащи меките тъкани като мускули и сухожилия.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ 20 програми
- ✓ 2 изходни канала
- ✓ Регулируем интензитет (3 нива)
- ✓ Честота от 8 Hz до 640 Hz

КОМПЛЕКТ

- ✓ MAG1000
- ✓ 1 еластична терапевтична лента (FTI1000)
- ✓ Вътрешна Ni-Mh акумулаторна батерия 2 300 mAh с нова LL технология (дълго издържаща)
- ✓ Зарядно устройство
- ✓ Ръководството за потребителя
- ✓ Чанта за пренасяне

МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ ОТ КЛАС IIa
MAG1000 е медицинско изделие CE0068

РАЗМЕРИ 153 x 91 x 38 mm

ПРОГРАМИ

01 Артрит - Артроза	08 Навяхвания	15 Епикондилит
02 Ревматизъм	09 Дислокации	16 Епитрохлеит
03 Болка - Ставна протеза	10 Травми	17 Лумбаго
04 Дискова херния	11 Кръвонасядане	18 Мускулни контрактури
05 Мускулна болка	12 Миалгия	19 2 часа Средно приложение
06 Остеопороза	13 Тендинит	20 4 часа Дълго приложение
07 Фрактури	14 Хематом	